

CASO CLINICO 1

IMPIANTO POST-ESTRATTIVO A CARICO IMMEDIATO

 Ore 9,00

Il paziente si presenta nel nostro studio con la frattura di due elementi dentari



 Ore 9,10

Constatata l'irrecuperabilità dei due denti, dopo una accurata anamnesi e in anestesia locale vengono estratte le radici



 Ore 9,15

Vengono inseriti due impianti



 Ore 9,20

Vengono rilevate le impronte



CASO CLINICO 1**IMPIANTO POST-ESTRATTIVO A CARICO IMMEDIATO****Ore 9,30**


Il paziente viene congelato con adeguata terapia farmacologica.

**Ore 11,30**

Il paziente viene richiamato nel nostro studio dove dal laboratorio odontotecnico sono arrivate le due corone provvisorie

**Ore 11,35**

Senza necessità di anestesia le due corone provvisorie vengono avvitate ai due impianti

**Ore 11,45**

Il paziente viene dimesso e si provvederà dopo qualche mese alla sostituzione delle due corone provvisorie con due corone definitive

