

CASO CLINICO 4 PROTESI TORONTO

 **Lunedì ore 9,00**

La paziente si presenta nel nostro Studio raccontandoci di essere una portatrice di protesi mobili da oltre venti anni. Lamenta disagio soprattutto nella stabilità della protesi inferiore. Quella superiore dà invece meno problemi. Vorrebbe migliorare questa situazione.



Proponiamo di rifare la sua protesi superiore. Inferiormente invece, per aumentare la stabilità, decidiamo con la paziente di inserire quattro impianti e di eseguire una struttura ancorata in modo fisso e permanente agli impianti.

 **Martedì ore 9,00**

Viene eseguito l'intervento di posizionamento degli impianti con metodica flapless, cioè senza incisioni della mucosa gengivale.



CASO CLINICO 4 PROTESI TORONTO



Martedì ore 9,20

Vengono rilevate le impronte.



Il laboratorio provvede a confezionare una tradizionale protesi mobile superiore e una protesi inferiore da ancorare agli impianti rinforzata con fibra di carbonio.



Martedì ore 19,00

Vengono consegnati i due manufatti: la protesi sull'arcata inferiore è fissa.

