

CASO CLINICO 6

DOPPIA RIABILITAZIONE SU IMPIANTI

Lunedì ore 17,00

Il paziente si presenta nel nostro Studio lamentando mobilità di molti elementi dentari, difficoltà alla masticazione, disagio per l'estetica. Ci racconta di aver eseguito numerose terapie parodontali e ci chiede una soluzione rapida ed efficace. Constatata l'irrecuperabilità dei quattro incisivi superiori e di tutti gli elementi della arcata inferiore si studia un piano di trattamento adeguato.




Martedì In giornata viene eseguita l'estrazione dei quattro incisivi superiori, l'inserimento di due impianti e la preparazione di un provvisorio fisso che viene consegnato dopo qualche ora dall'intervento.



Giovedì ore 9,00

Si procede con l'estrazione degli elementi dentari dell'arcata inferiore, l'inserimento simultaneo di quattro impianti e la presa delle impronte.



CASO CLINICO 6

DOPPIA RIABILITAZIONE SU IMPIANTI



Giovedì ore 10,30

Il paziente viene congedato dallo Studio con adeguata terapia e indicazioni comportamentali.



Venerdì ore 14,00

Il paziente si ripresenta nel nostro Studio riferendo un decorso assolutamente accettabile: non è gonfiato e non ha dolore.



Intanto il laboratorio odontotecnico ci ha appena consegnato la protesi inferiore che sarà fissata saldamente agli impianti.



Venerdì ore 14,30

L'ancoraggio e il controllo dell'occlusione sono terminati. Non è stato necessario eseguire anestesia.



Venerdì ore 15,00

Il paziente viene congedato dallo Studio in questa condizione dopo essere stato istruito sulle norme comportamentali e di igiene e viene fissato un appuntamento di controllo.



Dopo qualche mese le protesi provvisorie saranno sostituite dalle protesi definitive.

Prima



Dopo

