

CASO CLINICO 12

Riabilitazione del gruppo frontale su impianti con carico immediato

- ▼ Si presenta nel nostro Studio la signora A. B. di anni 43. I denti frontali superiori muovono e la nostra paziente vorrebbe anche migliorare l'estetica.
- ▼ Viene eseguito l'intervento di estrazione, inserimento degli impianti, presa dell'impronte in un'unica seduta di durata complessiva di 40 minuti.
- ▼ La paziente viene congedata e richiamata in Studio dopo 6 ore per il montaggio del provvisorio fisso.
- ▼ Dopo almeno 6 mesi le corone provvisorie saranno sostituite con quelle definitive.



PRIMA



DOPO 6 ORE DALL'INTERVENTO
CON MONTAGGIO DEL PROVVISORIO